



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	ECL		Positive	HBs Ag
Negative	Siemens	CL		Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	CL		Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۷	۶۲	۵	۱	۴	Negative	
۱۴	۱۰۲۴	۱۷۶	۱۲۴	۱۵۱	Positive	HBs Ag
	۵				Suspicious	
۲۴	۱۰۸۱	۱۸۵	۱۴۱	۸۸	Negative	
	۱۲	۱	۱	۱	Positive	HCV Ab
	۲				Suspicious	
۱	۱۴	۱	۱	۲	Negative	
۲۳	۱۰۹۶	۱۸۰	۱۳۴	۱۰۴	Positive	HIV Ab