

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	17.8	
23 - 1	18.1	
24 - 1	18.1	
25 - 1	17.8	
26 - 1	18	
28 - 1	17.8	
29 - 1	17.9	
30 - 1	17.8	
31 - 1	17.8	

Westgard	تفسیر	C4	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	17.92	SD	0.31	Exp. Date	1402/10/30	Lot. No	641-01-030/2
Next Month	Mean	17.9	SD	0.13	CV	0.74			

