

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
3 - 1	17.8	
5 - 1	17.5	
7 - 1	17	
10 - 1	17.5	
12 - 1	18	
14 - 1	17.5	
17 - 1	18	
18 - 1	17	
19 - 1	18	

Westgard	تفسیر	CEA	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	17.98	SD	0.64	Exp. Date	1402/4/19	Lot. No	
Next Month	Mean	17.59	SD	0.4	CV	2.26			

