

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
2 - 1	127	
6 - 1	126	
10 - 1	124	
16 - 1	122	
20 - 1	125	
24 - 1	127	
28 - 1	124	

Westgard	تفسیر	Copper (Cu)	آزمایش	اتوآنالایزر BS-800	دستگاه	3	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	122.7	SD	3.27	Exp. Date	1402/9/20	Lot. No	hsn.35
Next Month	Mean	125	SD	1.83	CV	1.46			

