

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
3 - 1	1.27	
7 - 1	1.3	
13 - 1	1.27	
17 - 1	1.25	
20 - 1	1.26	
24 - 1	1.32	
28 - 1	1.24	1:2S
31 - 1	1.26	

Westgard	تفسیر	Cu,urine	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	1.29	SD	0.02	Exp. Date		Lot. No	
Next Month	Mean	1.27	SD	0.03	CV	2.08			

