

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	2.58	
26 - 1	2.86	
27 - 1	2.75	
28 - 1	2.85	
29 - 1	2.92	
31 - 1	2.78	

Westgard	تفسیر	Free T4	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	2.81	SD	0.12	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	36-02-028
Next Month	Mean	2.79	SD	0.12	CV	4.28			

