

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	137.1	
22 - 1	137.2	
24 - 1	138.9	
24 - 2	136.5	
25 - 1	132.5	
26 - 1	138.5	
27 - 1	133.1	
28 - 1	131.4	
29 - 1	135	
31 - 1	135	

Westgard	تفسیر	Ig A	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	135.09	SD	2.91	Exp. Date	1402/10/30	Lot. No	641-01-030/2
Next Month	Mean	135.33	SD	2.67	CV	1.98			

