

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	719	
22 - 1	747.5	
24 - 1	717.4	
25 - 1	675	
26 - 1	758	
28 - 1	740	
29 - 1	754	
31 - 1	666	
4 - 1	755	

Westgard	تفسیر	Ig G	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	696.6	SD	47.1	Exp. Date	1403/3/1	Lot. No	641-01-030/2
Next Month	Mean	725.77	SD	34.7	CV	4.78			

