

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
3 - 1	0.59	
7 - 1	0.61	
13 - 1	0.58	
17 - 1	0.59	
20 - 1	0.61	
24 - 1	0.63	1:2S
26 - 1	0.6	1:3S R4S
31 - 1	0.59	

Westgard	تفسیر	Mg,urine	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	0.6	SD	0.01	Exp. Date		Lot. No	
Next Month	Mean	0.6	SD	0.01	CV	1.89			

