

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
3 - 1	4.91	
4 - 1	4.89	
5 - 1	4.9	
6 - 1	4.91	
7 - 1	4.88	1:2S
10 - 1	4.9	
11 - 1	4.91	
12 - 1	4.9	
13 - 1	4.89	
14 - 1	4.92	
15 - 1	4.9	
17 - 1	4.91	

Westgard	تفسیر	PSA	آزمایش	Euroimmun Analyser 2	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control		Mean	4.9	SD	0.01	Exp. Date	1402/5/11	Lot. No	
Next Month	Mean	4.9	SD	0.01	CV	0.23			

