

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

| Day-Run | Value | Description |
|---------|-------|-------------|
| 1 - 1 | 31.2 | |
| 2 - 1 | 34.5 | |
| 3 - 1 | 36 | |
| 4 - 1 | 35 | |
| 7 - 1 | 36 | |
| 8 - 1 | 32.9 | |
| 8 - 2 | 33.8 | |
| 9 - 1 | 33.9 | |
| 23 - 1 | 31.5 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|----------|---------|--------------|
| Westgard | تفسیر | RF | آزمایش | BS-480 اتوآنالایزر | دستگاه | 5 | ماه | 1402 | سال |
| Control | biorex | Mean | 32.96 | SD | 2.22 | Exp. Date | 1402/9/2 | Lot. No | 645-03-018/2 |
| Next Month | Mean | 33.87 | SD | 1.75 | CV | 5.16 | | | |

