

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	157	
22 - 1	157.1	
23 - 1	156.9	
24 - 1	157	
25 - 1	156	
26 - 1	157.1	
28 - 1	157	
29 - 1	157	
30 - 2	156.6	
31 - 1	156.6	1:3S

Westgard	تفسیر	Sodium (Na)	آزمایش	AUDICOM	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	Ringer	Mean	156.47	SD	0.75	Exp. Date	1403/3/6	Lot. No	761LOT17
Next Month	Mean	156.83	SD	0.34	CV	0.22			

