

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	47.9	
26 - 1	47.85	
27 - 1	48.2	
28 - 1	49.95	
29 - 1	51.6	
31 - 1	52.1	

Westgard	تفسیر	CA 125	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	49.88	SD	2.29	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	
Next Month	Mean	49.6	SD	1.91	CV	3.86			

