



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۱۲۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	ECL	۵.۱	Positive	HBs Ag
Negative	Diapro	ELISA	۰.۵۵	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	ECL	۲۳.۳۱	Positive	HIV Ab

## توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۴	۳۱	۱۰	۴	۱	Negative	
۱۱	۱۰۷۷	۱۲۹	۱۲۲	۱۵۴	Positive	HBs Ag
	۱۲	۱		۱	Suspicious	
۱۷	۱۱۵۹	۱۳۳	۱۲۲	۷۷	Negative	
	۳	۲			Positive	HCV Ab
	۲				Suspicious	
۲	۱۱	۳	۱	۱	Negative	
۱۵	۱۱۴۱	۱۵۱	۱۱۶	۹۷	Positive	HIV Ab
	۱				Suspicious	