

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	51.4	
2 - 1	49.6	
4 - 1	51.5	
5 - 1	51.9	
7 - 1	52.7	
8 - 1	45.5	

Westgard	تفسیر	CA 15-3	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	6	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	47.62	SD	2.67	Exp. Date	1402/11/30	Lot. No	2011909
Next Month	Mean	50.43	SD	2.62	CV	5.2			

