

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	16.8	
3 - 1	17	
4 - 1	16.5	
5 - 1	16.3	
6 - 1	17.4	
8 - 1	17.4	
9 - 1	17.5	
10 - 1	16.4	
12 - 1	17	
13 - 1	17.5	

Westgard	تفسیر	CEA	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	17.27	SD	0.54	Exp. Date	1403/6/19	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	16.98	SD	0.47	CV	2.75			

