

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	22.1	1:2S
3 - 1	26.8	
5 - 1	23.5	1:3S
8 - 1	25.6	1:3S R4S
10 - 1	25.9	1:2S
19 - 1	24.6	
22 - 1	24.3	
25 - 1	24.8	
27 - 1	24.9	

Westgard	تفسیر	Cu,urine	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	25.03	SD	1.14	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	24.72	SD	1.37	CV	5.55			

