

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
6 - 1	1.53	
7 - 1	1.55	
8 - 1	1.44	
9 - 1	1.52	
10 - 1	1.58	
11 - 1	1.72	
12 - 1	1.66	1:3S
13 - 1	1.69	
14 - 1	2	
16 - 1	1.82	
18 - 1	1.65	

Westgard	تفسیر	Free PSA	آزمایش	Maglumi	دستگاه	6	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	1.76	SD	0.21	Exp. Date	1403/5/19	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	1.65	SD	0.16	CV	9.54			

