

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	2.87	
3 - 1	2.79	
4 - 1	2.79	
5 - 1	2.94	
6 - 1	2.81	
7 - 1	2.75	
8 - 1	2.79	
9 - 1	2.95	
10 - 1	2.9	
12 - 1	2.84	
13 - 1	2.76	
15 - 1	2.84	
16 - 1	2.91	
17 - 1	2.75	
18 - 1	2.76	
19 - 1	2.81	

Westgard	تفسیر	Free T4	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	2.81	SD	0.08	Exp. Date	1402/8/17	Lot. No	36-02-028
Next Month	Mean	2.83	SD	0.07	CV	2.38			

