

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
9 - 1	26.7	
12 - 1	25.9	
18 - 1	26.2	
26 - 1	26.7	

Westgard	تفسیر	Lithium	آزمایش	Flame Photometer	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	زیست شیمی	Mean	25.4	SD	0.74	Exp. Date	1404/1/31	Lot. No	832-E-003/1
Next Month	Mean	26.38	SD	0.39	CV	1.5			

