

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	0.39	
1 - 2	0.35	
3 - 1	0.39	
3 - 2	0.34	
5 - 1	0.45	
5 - 2	0.39	
8 - 1	0.41	
8 - 2	0.42	
10 - 1	0.39	
10 - 2	0.46	
19 - 1	0.41	
22 - 1	0.37	
25 - 1	0.41	
27 - 1	0.41	

Westgard	تفسیر	Mn	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	0.4	SD	0.03	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	0.4	SD	0.03	CV	8.3			

