

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	8.7	1:2S
3 - 1	7.6	1:2S R4S
3 - 1	7.8	
5 - 1	7.6	
8 - 1	8.4	
10 - 1	8.2	
19 - 1	7.8	
22 - 1	7.81	
25 - 1	7.99	
27 - 1	8.1	

Westgard	تفسیر	Pb	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	7.98	SD	0.28	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	7.98	SD	0.38	CV	4.82			

