

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
18 - 1	131	
19 - 1	131.6	1:3S
20 - 1	130	
22 - 1	126.6	
23 - 1	134.2	
24 - 1	134.9	
25 - 1	132	
26 - 1	128.9	
27 - 1	126	
29 - 1	126.9	

Westgard	تفسیر	Ferritin	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	130.13	SD	2.53	Exp. Date	1403/2/10	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	130.21	SD	3.11	CV	2.39			

