

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
8 - 1	0.42	
9 - 1	0.43	
11 - 1	0.41	
13 - 1	0.43	
14 - 1	0.43	
15 - 1	0.42	
16 - 1	0.43	
17 - 1	0.4	
20 - 1	0.39	
23 - 1	0.42	
24 - 1	0.43	
25 - 1	0.44	
27 - 1	0.42	
28 - 1	0.41	
29 - 1	0.46	
1 - 1	0.39	
2 - 1	0.42	

Westgard	تفسیر	Mn	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	0.41	SD	0.03	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	0.42	SD	0.02	CV	4.16			

