

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
11 - 1	0.46	1:2S
12 - 1	0.46	1:2S 2:2S
12 - 2	0.42	
13 - 1	0.43	
14 - 1	0.45	
15 - 1	0.45	
16 - 1	0.43	
18 - 1	0.43	
19 - 1	0.46	1:2S
20 - 1	0.42	
21 - 1	0.45	
22 - 1	0.45	
23 - 1	0.41	
25 - 1	0.43	
25 - 2	0.45	
27 - 1	0.42	
28 - 1	0.41	
30 - 1	0.43	

Westgard	تفسیر	Mn	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	9	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	0.42	SD	0.02	Exp. Date	1402/11/30	Lot. No	
Next Month	Mean	0.44	SD	0.02	CV	3.93			

