

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	28	
2 - 1	28	
4 - 1	28	
5 - 1	26.5	
6 - 1	25.9	
11 - 1	30	
12 - 1	29.5	
13 - 1	28	
14 - 1	28.6	
15 - 1	27	
16 - 1	26.9	
18 - 1	29	
19 - 1	27.7	
20 - 1	27	
21 - 1	30	
22 - 1	28.5	
23 - 1	28	
25 - 1	27.7	
27 - 1	30	
28 - 1	29	
29 - 1	28.5	
30 - 1	27.9	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	9	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	27.07	SD	2.01	Exp. Date	1402/9/29	Lot. No	
Next Month	Mean	28.17	SD	1.12	CV	3.99			

