

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Levey Jennings Chart

Normal	
Mean	23228
SD	1865.18
CV	8.03
Day-Run	Value
23 - 1	20320
24 - 1	22507
25 - 1	24014
26 - 1	22338
28 - 1	25237
29 - 1	24952

High - CV : 9.7	
Mean	39544.67
SD	3836.71
CV	9.7
Day-Run	Value
23 - 1	36120
24 - 1	36649
25 - 1	36946
26 - 1	45687
28 - 1	39328
29 - 1	42538

Westgard	تفسیر	BHCG	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	11	ماه	1402	سال
Normal Control	Randox	Mean	22952	SD	2193	Exp. Date	1403/11/24	Lot. No	8374 MS

