

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
23 - 1	110	
24 - 1	133	
25 - 1	144	
26 - 1	166	
28 - 1	181	
29 - 1	176	
30 - 1	184	

Westgard	تفسیر	Free BHCG	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	11	ماه	1402	سال
Control	Radox	Mean	143	SD	35.41	Exp. Date	1403/11/24	Lot. No	8374 MS
Next Month	Mean	156.29	SD	27.98	CV	17.9			

