

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	0.43	
2 - 1	0.45	
3 - 1	0.43	
4 - 1	0.46	
7 - 1	0.44	
8 - 1	0.47	
9 - 1	0.45	
15 - 1	0.41	1:2S
17 - 1	0.43	
21 - 1	0.45	
25 - 1	0.41	1:2S
28 - 1	0.46	
30 - 1	0.45	

Westgard	تفسیر	Mn	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	11	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	0.45	SD	0.02	Exp. Date	1403/1/30	Lot. No	
Next Month	Mean	0.44	SD	0.02	CV	4.22			

