

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	2.9	
2 - 1	3.1	
3 - 1	3.15	
4 - 1	2.98	
7 - 1	3.24	
8 - 1	3.26	
9 - 1	3.12	
10 - 1	2.95	
11 - 1	2.99	
12 - 1	3.14	
14 - 1	2.9	
15 - 1	2.95	
16 - 1	3.1	
17 - 1	3.16	
18 - 1	3.21	
21 - 1	2.98	
23 - 1	2.94	
24 - 1	2.95	
25 - 1	3.24	
26 - 1	3.23	
28 - 1	3.43	1:2S
29 - 1	3.1	
30 - 1	2.98	

Westgard	تفسیر	PSA	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	11	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	3.09	SD	0.16	Exp. Date	1402/11/15	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	3.09	SD	0.14	CV	4.56			

