

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
2 - 1	29.1	
3 - 1	30	
4 - 1	28.5	
5 - 1	28	
6 - 1	28.3	
7 - 1	29	
9 - 1	28	
10 - 1	29	
11 - 1	28.5	
12 - 1	28.2	
13 - 1	28.5	
14 - 1	28	
16 - 1	28.4	
17 - 1	29	
18 - 1	28.6	
19 - 1	28.5	
20 - 1	30	
21 - 1	28.6	
27 - 1	30.5	1:2S

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	10	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	28.17	SD	1.12	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	28.77	SD	0.71	CV	2.47			

