

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME105

کد آزمون:

Hormones

نام آزمون:

Hormone Analysis PT/EQA, 1403 .3rd
round

عنوان تقویم:

آنالیت های کمی

ردیف	آنالیت	Peer Group	واحد	نتیجه A	AV-A	SDI-A	Performance
1	Free T4	CLIA-Siemens	ng/dl	2.09	1.83	0.84	✓
2	T3 total	CLIA-Siemens	ng/dl	0.75	0.91	-1.03	✓
3	T4 total	CLIA-Siemens-ADVIA CP	µg/dl	7.8	8.82	-0.77	✓
4	TSH	ECLIA-Roche	µU/ml	2.3	2.17	0.34	✓
5	Total Testosterone	CLIA-Siemens	ng/dl	1.7	3.38	-2.43	?
6	Prolactin	CLIA-Siemens	ng/ml	6.03	6.28	-0.27	✓
7	Ferritin	CLIA-Siemens	ng/ml	74.2	96.32	-1.56	✓
8	FSH	CLIA-Siemens	mU/ml	5.2	4.58	0.84	✓
9	LH	CLIA-Siemens-ADVIA CP	mU/ml	4.51	4.84	-0.45	✓
10	hCG (Chorionic Gonadotrophin)	CLIA-Siemens-ADVIA CP	mU/ml	589.5	682.66	-0.68	✓