

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

		ME105			کد آزمون:		Hormones		نام آزمون:	
							Hormone Analysis PT/EQA, 1404, 1st round		عنوان تقویم:	
Performance	CV-A	SDI-A	AV-A	نتیجه A	آنالیت های کمی واحد	Peer Group	آنالیت	ردیف		
✓	12.76	0.49	1.12	1.2	ng/dl	CLIA-Siemens	Free T4	1		
✓	11.75	-0.14	1.12	1.1	ng/ml	CLIA-Siemens	T3 total	2		
✓	15.77	-0.34	3.06	2.84	ng/ml	CLIA-Siemens	Total Testosterone	3		
✓	18.46	0.68	7.57	6.2	ng/ml	CLIA-Siemens	Prolactin	4		
✓	15.45	0.36	78.07	83.05	ng/ml	CLIA-Siemens	Ferritin	5		
✓	9.76	0.61	4.39	4.77	mU/ml	CLIA-Siemens	FSH	6		
✓	13.39	-0.25	5.88	5.66	µg/dl	CLIA-Siemens- Other Equip	T4 total	7		
✓	8.82	0.38	2.10	2.22	µU/ml	CLIA-Siemens- Other Equip	TSH	8		
✓	14.18	0.24	5.12	5.3	mU/ml	CLIA-Siemens- Other Equip	LH	9		
✓	21.47	0.84	374.21	436.9	mU/ml	CLIA-Siemens- ADVIA CP	hCG (Chorionic Gonadotrophin)	10		