

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک گرگان

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

ME201

کد آزمون:

Blood Cell Count

نام آزمون:

Blood Cell Count PT/EQA, 1404, 2nd round

عنوان تقویم:

## آنالیت های کمی

ردیف	آنالیت	Peer Group	واحد	نتیجه A	AV-A	SDI-A	نتیجه B	AV-B	SDI-B	Performance
1	Plts count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	170	170.00	0.00	210	227.33	-0.76	✓
2	WBC count	Nihon Kohden Celtac	E+3/ μl	5.42	5.23	0.44	6.89	6.67	0.42	✓
3	RBC count	Nihon Kohden Celtac	E+6/ μl	3.48	3.50	-0.20	4.6	4.65	-0.39	✓
4	MCH	Nihon Kohden Celtac	pg	28.9	29.89	-1.10	25	25.29	-0.39	✓
5	MCV	Nihon Kohden Celtac	fl	86.5	89.99	-0.97	72.8	76.35	-1.16	✓
6	Haematocrit (Hct)	Nihon Kohden Celtac	%	30.5	31.40	-0.72	33.5	35.00	-1.07	✓
7	Hemoglobin (Hb)	Nihon Kohden Celtac	g/dl	10.24	10.60	-1.13	11.5	11.80	-0.85	✓
8	MCHC	Nihon Kohden Celtac	g/dl	29.4	32.71	-2.53	29.8	32.72	-2.23	?